

仪器电脑锁屏管理软件——用户使用手册

目录

一、 软件概述	2
二、 关注微信公众号	2
三、 微信绑定登录	3
四、 扫码解锁上机（登录成功后）	3
五、 实验结束下机（解锁状态下）	5
六、 上机期间临时锁屏（解锁状态下）	6
七、 扫码异常提示场景	7
八、 实验开机失败提示场景	7
九、 实验关机失败提示场景	7

一、软件概述


锁屏软件需通过微信移动端扫二维码解锁进行实验，其主页用户相关内容包括①仪器平台公众号图片、②用户扫码解锁区域。

用户功能主要包括扫码解锁上机、实验结束下机、上机期间临时锁屏。




二、关注微信公众号

通过微信“扫一扫”主页右上角图片，进入公众号并点击“关注公众号”。



三、微信绑定登录


通过微信“扫一扫”或微信公众号“扫码”主页的仪器二维码，进入“仪器详情”页。若未登录，可选择“账号登录”或“微信登录”。非微信环境下，仅支持账号登录。



四、扫码解锁上机（登录成功后）

实验上机操作流程：软件锁屏 -> 手机扫码 -> 获取开机授权码（注：实验开机成功后，系统开始计时计费） -> 输入授权码 -> 软件解锁 -> 开始使用。

完成登录后，通过微信“扫一扫”或微信公众号“扫码”主页的仪器二维码，进入“仪器详情”页。点击“实验开机”，验证通过后获取到开机授权码。




主页“用户扫码解锁区域”，输入获得的开机授权码，点击“解锁”。若验证失败，可点击“二维码”图片可刷新二维码，重新扫码获取开机授权码。



解锁成功后，会在桌面右下角显示“用户使用信息”窗口。用户查看当前使用情况，可以进行“临时锁屏”和“实验下机”操作。

若“用户使用信息”窗口，可双击任务栏“锁屏软件”图标。



“用户使用信息”窗口中的开始时间，使用时长仅为参考，最终以扫码实验开机成功、扫码实验关机成功操作时间为准。


五、实验结束下机（解锁状态下）

实验下机操作流程：点击“用户使用信息”窗口的“实验下机” -> 出现提示“是否确认实验下机？……” -> 点击“确定” -> 进入锁屏状态 -> 手机扫码 -> 点击“实验关机” -> **结束计时及计费。**


1) “用户使用信息”窗口点击“实验下机”，需锁屏和实验下机确认。然后必须“扫描二维码在手机端完成下机”才能完成实验下机，停止计时收费。



2) 确认后若锁屏成功回到主页。通过微信“扫一扫”或微信公众号“扫码”主页的仪器二维码，进入“仪器详情”页，点击“实验关机”。



3) 确认后若提示“请先关闭正在运行的仪器软件：****”，则请先关闭仪器软件后再点击“实验下机”。



六、上机期间临时锁屏（解锁状态下）

1) 在“用户使用信息”窗口点击“临时锁屏”（用于临时离开对当前仪器运行环境的保护），弹窗显示“临时密码设置”，临时密码设置成功后进入临时锁屏状态。此处设置的临时密码可用于“临时锁屏”状态下的密码解锁。



2) 用户可以输入临时密码解锁；

3) 若忘记临时密码，通过微信“扫一扫”或微信公众号“扫码”主页的仪器二维码获取到临时授权码。



七、扫码异常提示场景

1. 提示“该仪器控制方式不是手机扫码登记或手机扫码控制，请联系仪器管理老师!”，则说明仪器控制方式设置不对，请反馈到仪器管理老师。
2. 提示“您不是该仪器的管理员或未使用仪器管理员角色，无权限获取到管理员密码!”，则需要确认下自己是否为该仪器管理员。若不是，则忽略此提示；若是，请联系平台管理员。



该仪器控制方式不是手机扫码登记或手机扫码控制，请联系仪器管理老师!

如您是在地址栏输入网址的，请确认其拼写正确。注意：
大多数网址是区分大小的

[返回首页](#)



您不是该仪器的管理员或未使用仪器管理员角色，无权限获取到管理员密码!

如您是在地址栏输入网址的，请确认其拼写正确。注意：
大多数网址是区分大小的

[返回首页](#)

八、实验开机失败提示场景

- ①**用户验证**：用户状态是否正常？是否黑名单用户？是否罚停用户？
- ②**仪器验证**：仪器是否启用？仪器是否支持机时实验？
- ③**预约验证**：是否有他人预约锁定？是否存在当前用户预约锁定？
- ④**资格验证**：是否有资格开机？
- ⑤**付款账户验证**：是否有当前付款账户？付款账户是否存在？付款账户是否正常？付款账户是否透支？

以上若验证失败，移动端均给出相应提示。

九、实验关机失败提示场景

- ①**开机者验证**：是否为开机者？若验证失败，移动端均给出相应提示。